

# Biossoluções em Buco-Maxilo-Facial




produtos  
**Osteosynt**  
Biocerâmica fosfocálcica bifásica nano-micro-macro porosa de HA/βTCP



Na área de cirurgias Buco-Maxilo-Facial, as soluções EINCUBIO, com seus produtos OSTEOSYNT são utilizadas em correções de fraturas dos ossos faciais, em Cirurgia Ortognática, em perdas ósseas que necessitam de reconstrução como cistos e tumores.

Os produtos OSTEOSYNT podem ser utilizados em diferentes formas – grânulos, blocos ou peças individualizadas – de acordo com a melhor indicação para cada caso, em procedimentos tais como:


- Reconstrução mandibular;
- Preenchimento de lesões císticas;
- Reconstrução de seqüela de fraturas;
- Reconstrução dos ossos da face;
- Aumentos de rebordos;
- Manutenção de espaços de reconstruções;
- Cirurgias tipo Le Fort;
- Preenchimentos alveolares;
- Implantodontia em áreas reconstruídas.




Cirurgia Le Fort e de mento




Reconstrução facial e de base de crânio




Plastia estética de mento com peça 3D






Correção de defeito congênito




Aumento de rebordos e implante imediato



Reconstrução facial



Reconstrução mandibular



Reconstrução facial